

Wortkachel mit Klick vergrößern

Folgen Sie den Schritten für „Wortkachel mit Klick vergrößern“ in Express Me.

Sehen Sie sich das Video an, folgen Sie den Schritten oder öffnen Sie das vollständige Transkript als Textversion der Anleitung.



Scannen, um das Video anzusehen

Schritt-für-Schritt-Anleitung

1

App-Einstellungen öffnen

Tippen Sie oben rechts auf das blaue Profilsymbol und wählen Sie **App-Einstellungen**.

2

Vergrößern einschalten

Scrollen Sie zu **Bild bei Berührung vergrößern** und stellen Sie den Schalter auf **An**.

3

Testen

Gehen Sie zurück und tippen Sie auf eine Wortkachel; das Bild wird jetzt vergrößert.

Vollständiges Transkript

▼ Vollständiges Videotranskript lesen

Hallo, ich zeige euch, wie man einstellt, dass eine Wortkachel vergrößert wird, sobald man darauf klickt. Jetzt wird sie beim Klicken nur ausgesprochen.

Ja. Aber wir können auch in die Einstellungen gehen, indem wir oben rechts auf das blaue Männchen klicken, dann auf App-Einstellungen.

Wenn wir dann ein kleines Stück nach unten scrollen, sieht man hier „Bild vergrößern bei Berührung“. Sobald wir das einschalten und dann anschließend zurückgehen, indem wir oben rechts auf das Kreuz klicken, können wir jetzt auf Ja.

Und dann sieht man, dass die Kachel vergrößert wird. Das macht es einfacher, um das Wort, das man zeigen möchte, tatsächlich physisch zeigen zu können gegenüber der Person, mit der man kommuniziert.