

点击放大词语方块

按照步骤在 Express Me 中完成“点击放大词语方块”。

观看视频、按照步骤操作，或打开完整文字记录以阅读文字版说明。



扫码观看视频

分步说明

1

打开应用设置

点击右上角的蓝色个人资料图标，然后选择 **应用设置**。

2

开启放大

滚动到 **触摸时放大图像**，将开关设为 **开启**。

3

测试

返回并点击词语图块；图片现在会被放大。

完整文字记录

▼ 阅读完整视频文字记录

大家好，我来演示一下如何设置，让词语卡片在你点击时放大。现在如果我点击它，它只会被朗读出来。是的。

但我们也可以通过点击右上角的蓝色小人进入设置，然后进入应用设置。如果我们往下滚动一点，你会看到这里有一个“触摸时放大图像”的选项。当我们把它打开，然后点击右上角的叉号返回，现在我们可以点击 卡片。

是的。然后你会看到卡片被放大了。这让你更容易 把你想要展示的词语，真正地以实体形式展示给 与你交流的人。