

Configurar voz propia

Sigue los pasos para «Configurar voz propia» en Express Me.

Mira el vídeo, sigue los pasos o abre la transcripción completa para consultar una versión en texto de las instrucciones.



Escanea para ver el vídeo

Instrucciones paso a paso

1

Iniciar el modo de edición

Inicia el modo de edición haciendo clic en **Iniciar edición**.

2

Abrir el menú del mosaico

Haz clic en los tres puntos del mosaico que quieras cambiar (por ejemplo, "Hola") y selecciona **Grabar voz propia**.

3

Grabar el audio

Haz clic en el botón de grabar, pronuncia la palabra o frase y detén la grabación.

4

Revisar y recortar la grabación

Escucha la grabación y recórtala si es necesario.

5

Confirmar y guardar

Haz clic en **Confirmar grabación** y luego guarda la grabación arriba o sal del modo de edición.

Transcripción completa

▼ Leer la transcripción completa del vídeo

Hola a todos, soy Rick de ExpressMe.

Voy a mostrarles cómo grabar su propia voz para que la aplicación pueda pronunciarla por ustedes.

Si por ejemplo hacemos clic en Hola aquí, escuchamos lo siguiente. Hola. Pero me gustaría que fuera mi propia voz.

Bueno, entonces voy al modo de edición. Al hacer clic en iniciar edición, podemos hacer clic en los tres puntos de Hola. Y luego vemos, oye, grabar voz propia.

Cuando hago clic en eso, obtengo esta ventana emergente. Y luego podemos simplemente empezar a grabar. Eso es lo que haré ahora. Hola.

Luego detengo la grabación y podemos escucharla de nuevo. Hola. Bueno, luego podemos opcionalmente recortarla un poco para que suene mejor. Hola. Bueno, eso suena perfecto.

Luego hacemos clic en confirmar grabación. Y luego podemos guardarla arriba. O simplemente salgamos del modo de edición.

Y luego cuando ahora hago clic en Hola, escuchamos lo siguiente. Hola. Bueno, y esa es mi propia voz. Así de simple es.