

Configura voce propria

Segui i passaggi per «Configura voce propria» in Express Me.

Guarda il video, segui i passaggi oppure apri la trascrizione completa per leggere le istruzioni in formato testuale.



Scansiona per guardare il video

Istruzioni passo passo

1

Avviare la modalità di modifica

Avvia la modalità di modifica facendo clic su **Avvia modifica**.

2

Aprire il menu della tessera

Fai clic sui tre puntini della tessera che vuoi modificare (ad esempio "Ciao") e seleziona **Registra voce propria**.

3

Registrare l'audio

Fai clic sul pulsante di registrazione, pronuncia la parola o la frase e ferma la registrazione.

4

Riascoltare e tagliare la registrazione

Riascolta la registrazione e tagliala se necessario.

5

Confermare e salvare

Fai clic su **Conferma registrazione**, poi salva la registrazione in alto oppure esci dalla modalità di modifica.

Trascrizione completa

▼ Leggi la trascrizione completa del video

Ciao a tutti, sono Rick di ExpressMe.

Vi mostrerò come registrare la vostra voce in modo che l'app possa pronunciarla per voi.

Se ad esempio clicchiamo su Ciao qui, sentiamo quanto segue. Ciao. Ma vorrei che fosse la mia voce.

Bene, allora vado in modalità di modifica. Cliccando su avvia modifica, possiamo cliccare sui tre puntini di Ciao. E poi vediamo, ehi, registra voce propria.

Quando ci clicco sopra, ottengo questo pop-up. E poi possiamo molto semplicemente iniziare a registrare. Lo farò ora. Ciao.

Poi fermo la registrazione e possiamo riascoltarla. Ciao. Bene, poi possiamo eventualmente tagliarla un po' in modo che suoni meglio. Ciao. Bene, suona perfetto.

Poi clicchiamo su conferma registrazione. E poi possiamo salvarla in alto. O usciamo semplicemente dalla modalità di modifica.

E quando adesso clicco su Ciao, sentiamo quanto segue. Ciao. Bene, e quella è la mia voce. È così semplice.