

Zinstegel instellen

Stapsgewijze instructies voor Zinstegel instellen in Express Me.

Bekijk de video, volg de stappen of open het volledige transcript voor een tekstversie van de instructies.



Scan om de video te bekijken

Stapsgewijze instructies

1

Bewerkingsmodus openen

Klik rechtsboven op de knop en bevestig **Bewerken starten**.

2

Het tegelmenu openen

Klik op de drie puntjes van de tegel die je wilt wijzigen, bijvoorbeeld de tegel **ja**.

3

Een zin typen of spraak opnemen

Kies een optie in het menu. Typ een zin, bijvoorbeeld "ja, inderdaad", of neem zelf spraak op.

4

Wijzigingen opslaan

Klik rechtsboven op **Opslaan**.

5

Bewerkingsmodus afsluiten en de tegel testen

Verlaat de bewerkingsmodus en klik op de tegel om de uitgesproken zin te horen.

Volledig transcript

▼ Lees het volledige videotranscript

Hallo allemaal, ik ben Rick van ExpressMe.

En vandaag ga ik jullie laten zien hoe je een zin kan instellen voor een tegel, zodat een zin uitgesproken wordt in plaats van het woord.

Als ik nu bijvoorbeeld klik op de tegel ja, horen we het volgende. Maar we kunnen dus ook iets anders instellen hier.

Laten we even naar de bewerkingsmodus gaan. Klik er rechtsboven, vervolgens zeg oké, bewerken, starten. En dan kunnen we op de drie puntjes klikken van ja.

Dan zien we vervolgens dat er meerdere opties zijn. We kunnen een zin invullen of we kunnen zelf spraken opnemen. Nu zeg je bijvoorbeeld ja, inderdaad.

En dan kunnen we vervolgens rechtsboven simpelweg opslaan. Als we dan de edit mode verlaten en als we dan nu klikken op ja, horen we het volgende.

Dit is een heel simpel voorbeeld natuurlijk, maar je kan hier van alles mee, zodat ook bijvoorbeeld je eigen naam uitgesproken wordt of er langere zinnen worden uitgesproken.