

Wypowiadanie kafelków

Szczegółowe instrukcje włączania wypowiadania kafelków w Express Me.

Obejrzyj film, postępuj zgodnie z krokami lub otwórz pełną transkrypcję, aby przeczytać wersję tekstową instrukcji.



Zeskanuj, aby obejrzeć film

Instrukcje krok po kroku

1

Włącz automatyczne wypowiadanie kafelków przy dotknięciu

Otwórz **Ustawienia** i włącz opcję **Automatyczne wypowiadanie kafelków przy dotknięciu**.

2

Dotknij kafelka lub kategorii

Dotknij dowolnego kafelka, aby usłyszeć jego wypowiedzenie. Dotknij kategorii, aby automatycznie usłyszeć jej nazwę.

Pełna transkrypcja

▼ Przeczytaj pełną transkrypcję filmu

Pokażę Ci, jak sprawić, aby kafelki automatycznie mówiły po ich dotknięciu.

Aby to zrobić, upewnij się, że opcja „automatyczne wypowiadanie kafelków przy dotknięciu” jest włączona w ustawieniach.

Po wykonaniu tej czynności kafelki będą automatycznie wypowiadane od razu po dotknięciu. Dotyczy to również przechodzenia do kategorii — nazwa kategorii również zostanie wtedy automatycznie wypowiedziana. Tę funkcję możesz oczywiście w dowolnym momencie wyłączyć.