

Configurar bloco de frase

Siga os passos para «Configurar bloco de frase» no Express Me.

Veja o vídeo, siga os passos ou abra a transcrição completa para consultar uma versão em texto das instruções.



Digitalize para ver o vídeo

Instruções passo a passo

1

Abrir o modo de edição

Clique no botão no canto superior direito e confirme **Iniciar edição**.

2

Abrir o menu do bloco

Clique nos três pontos do bloco que deseja alterar, por exemplo o bloco **sim**.

3

Escrever uma frase ou gravar a voz

Escolha uma opção no menu. Escreva uma frase, por exemplo «sim, de fato», ou grave a sua própria voz.

4

Salvar as alterações

Clique em **Salvar** no canto superior direito.

5

Sair do modo de edição e testar o bloco

Saia do modo de edição e clique no bloco para ouvir a frase pronunciada.

Transcrição completa

▼ Ler a transcrição completa do vídeo

Olá a todos, sou Rick da ExpressMe.

E hoje vou mostrar como configurar uma frase para um bloco, de modo que uma frase seja falada em vez da palavra.

Se por exemplo clico no bloco sim agora, ouvimos o seguinte. Mas também podemos configurar algo diferente aqui.

Vamos para o modo de edição. Clique no canto superior direito, depois diga ok, iniciar edição. E então podemos clicar nos três pontos de sim.

Então vemos que há várias opções. Podemos preencher uma frase ou podemos gravar voz nós mesmos. Agora você diz por exemplo sim, de fato.

E então podemos simplesmente salvar no canto superior direito. Quando saímos do modo de edição e quando agora clicamos em sim, ouvimos o seguinte.

Este é um exemplo muito simples claro, mas você pode fazer todo tipo de coisas com isso, de modo que por exemplo seu próprio nome seja falado ou frases mais longas sejam faladas.