

Construir frase

Siga os passos para «Construir frase» no Express Me.

Veja o vídeo, siga os passos ou abra a transcrição completa para consultar uma versão em texto das instruções.



Digitalize para ver o vídeo

Instruções passo a passo

1

Ativar a criação de frases

Abra **Configurações** e ative a opção para construir uma frase com as palavras selecionadas.

2

Adicionar mosaicos à frase

Selecione um mosaico para adicioná-lo à frase. A frase é construída na seção na parte inferior da página de mosaicos.

3

Limpar a frase

Clique no botão **Excluir** para limpar a frase.

Transcrição completa

▼ Ler a transcrição completa do vídeo

Vou mostrar como construir uma frase com palavras no aplicativo. Para isso, primeiro abra as configurações e verifique se a opção de construir uma frase com as palavras selecionadas está ativada.

Depois de fazer isso, você verá uma nova seção na parte inferior da página de mosaicos, onde a frase é construída. Agora, quando você seleciona um mosaico, ele é adicionado à frase.

Ao pressionar o botão para excluir a frase, a frase é limpa.